




# Booster mini irrigaator

Kasutusjuhend



Suzhou Pi Fitness Technology Co.,Ltd.

[www.Medpoint.ee](http://www.Medpoint.ee)

Aitäh valimast Boster hambavahede puhastaja. Palun loe enne meie toote kasutamist toote kasutusjuhendit. Palun hoia kasutusjuhend korralikult juhul kui soovid kontrollida teatud funktsioone.

Peamine otstarve:

Hambavahede puhastamine; igemepiiride puhastamine; hambahaiguste ennetamine.

## SISUKORD

<b>Oluline informatsioon</b>	LK 1
<b>Toote kirjeldus</b>	LK 2
<b>Kasutusjuhend</b>	LK 3
<b>Seadme spetsifikatsioon</b>	LK 7
<b>Hooldus</b>	LK 7
<b>Keskkonnakaitse</b>	LK 8


# Tähelepanu!

Palun loe hoolikalt toote kasutusjuhendit enne selle kasutamist. See kasutusjuhend annab Sulle kõik vajalikud juhiseid ja nõuandeid.

## HOIATUS

- Kui Sa märkad, et USB kaabel või pistik on katki, siis tuleb lõpetada seadme kasutamine nii kiiresti kui võimalik.
- Ära lase seadmel kukkuda vette või muude vedelikku.
- Kui seadme LED tuluke põleb pikalt laadimise käigus, siis palun ühenda USB kaabel lahti.
- Palun hoia seade päikesevalguse eest eemal. Ära aseta seadet elektriahju, küttekoldesse ega muu kütteseadmega masina lähedale.
- Ära võta seadet lahti. Ära kuumuta seadme akut ega viska akut tulle.
- Palun ära kasuta hambavahede puhastajat tundlike kehaosade puhastamiseks nagu näiteks silmad ja kõrvad.
- Ära lase seadmel kukkuda.
- Teismeliste puhul, kes peavad seda seadet kasutama, palume kasutada seadet eestkostja järelevalve all.

## 1. Toote kirjeldus



## 2. KASUTUSJUHEND


### Laadimine

1. Seda seadet saab laadida USB-liidese kaudu. Sa võid selle ühendada arvuti, akupanga või muu USB laadimispori kaudu.
2. Palun lae seade täielikult täis enne selle esimest kasutust. Madal võimsus võib põhjustada seadme kasutamisel ebapiisava surve.


### Seadme kasutamine

1. Ava ülemine kate ja tõmba juhtmoodul läbipaistvast veepaagist välja kuni see jõuab punase hoiatusjooneni.


Joonisel on kujutatud juhtmoodul koos veepaagiga.




2. Ava otsaku hoidiku kate ja seejärel võta otsak õrnalt välja. Pärast seda tuleb see sisestada vastavasse otsaku soonde.




① Ava otsaku hoidiku kate ja võta hoidik välja.



② Sisesta otsak soonde.



③ Hoia otsakut, vajuta see õrnalt alla ja pööra otsak umbes 90 kraadi.




④ Seadistamine on valmis.

### 3. Pööra flosser enne täitmist tagurpidi ja ava klapp

- Veepaagi maht on 60ml.
- Igemehaigustega patsiendid võivad kasutada soolavett või suuvett.
- Pärast soolavee või suuvee kasutamist tuleb seadet puhastada. Pärast veepaagi täitmist puhta veega tuleb seade uuesti sisse lülitada ja lasta seadmel tavaliselt töötada kuni vesi on ära kasutatud.
- Ära lase tahketel ainetel veepaaki siseneda, et vältida pritsi ummistamist.

Märge: Kui veepaak on pumbatud kasutamise faasi, siis on sisemus täielikult suletud. Kui vesi on välja pumbatud tekib selles vaakum. See mõjutab tõsiselt seadme kasutamist. Seetõttu oleme lisanud veepaaki 0.6mm ava. Vee pritsimisel tulevad sellest august välja veepiisad, mis on täiesti tavaline nähtus, võid seadet muretult edasi kasutada.



① Ava liug-klapp ja alusta täitmist.

② Sulge klapp kui paak on veega täidetud.

4. Funktsiooni käivitamiseks hoida nuppu all vähemalt 1 sekund.  
Masina välja lülitamiseks vajuta nupule samuti 1 kord.
  - a. Sa võid liigutada otsiku mistahes hambaosa juurde puhastamiseks kuni hambad on täielikult puhtad.
  - b. Pärast kasutamist lülita palun seade välja, puhasta vesi seadmelt ja otsikult riide või salvrätiga ja tühjenda ülejäänud vedelik veepaagist.
  - c. Eemalda otsak, paigalda see mahutisse ning seejärel sulge selle klapp.
  - d. Vajuta põhimoodul tagasi veepaaki ja seejärel kata see läbipaistva kaitseklapiga

Märkus: Kasutades peaksid suud kinni hoidma ja hoidma otsakut oma suus, et vältida vee pritsimist. Seadmel võtab umbes 12 kuni 18 sekundit 60ml vee pritsimiseks. Elektri säästmiseks ja probleemide vältimiseks lülitub seade pärast 20 sekundit töötamist automaatselt välja.



### 3. SEADME SPETSIFIKATSIOON

Seadme nimi: Mini tooth punch	Loputamise sagedus: 1 200 korda/minutis
Seadme mudel: BLJ-CY02	Veejõu võimsus: 43PSI
Liidese tüüp: Mikro-USB	Veekindluse määr: IPX5
Nimisisendvõimsus: 5V 0.5A	Seadme netokaal: 120g
Aku mahtuvus: 500mAh	Seadme suurus: 34x34x115mm
Laadimisaeg: Umbes 1 tund	Seadme värv: valge/roosa/roheline/läbipaistev
Veepaagi maht: 60ml	Seadme värv: valge/roosa/roheline/läbipaistev

### 4. HOOLDUS

1. Kui seadet pole pikka aega kasutatud, siis lülita toitelüliti välja, tühjenda seadme veepaak ja hoiusta seda korralikult. Aseta originaalpakendisse ja hoiu seda turvaliselt kuivas, ventileeritud ja madala temperatuuriga paigas.
2. Kui seadet pole pikka aega kasutatud, siis on soovitatav seadet iga kuue kuu tagant laadida, et vältida aku kahjustust võimsuskao tõttu.
3. Igapäevase hoolduse jaoks kasuta pesuvahendit ja pehmet riiet selle pühkimiseks, kuid mitte mootoriõli, orgaanilist lahustit ega ühtegi muud kemikaalset ainet.
4. Palun lülita seadme toitelüliti välja enne seadme kasutamist või puhastamist.
5. Seadet tuleks transpordi käigus hoiustada korrektselt, et vältida tõsist vibratsiooni, pörkimist, veeremist ja kukkumist.

## 5. KESKKONNAKAITSE

Ära viska toodet üldiste olmejäätmete sekka prügikasti seadme eluea lõpus. Vii seade valitsuse poolt määratud jäätmete ümbertöötlusjaama. Samuti võid toote saata tagasi tootja müügijärgsesse hoolduskeskusesse. Utiliseeri seade vastutustundlikult

### 1. Tootes olevate ohtlike ainete nimi ja sisu

#### Mürgised ja kahjulikud ained või elemendid

Osa nimi	Plii (Pb)	HG (Hg)	Kaadmium (Cd)	Kuuevalemne kroom (Cr(VI))	Polibromobifenüülid (PBB)	Polibromodifenüüleetrid (PBDE)
Toote kest	○	○	○	○	○	○
Trükkplaat	×	○	○	○	○	○
Silikoondetailid	○	○	○	○	○	○
Ühendusliin	○	○	○	○	○	○

See tabel on koostatud vastavalt SJ/T 11364 sätetele

O: Viitab, et mürgised ja kahjulikud ained kõikides selle osa homogeensetes materjalides on alla GB/T 26572 piirangu.

X: Viitab, et mürgised ja kahjulikud ained vähemalt ühes osa homogeenses materjalis ületavad GB/T 26572 piirangu.

### 2. Keskkonnakaitse kasutusperioodi kirjeldus

Kasutusjuhendis kirjeldatud kasutustingimuste järgselt ei sisalda elektrooniline toode ühtegi mürgist ega kahjulikku ainet ega elementi, mis lekiks, tekitaks tõsist kahju inimestele ja kinnisvarale 10 aasta perioodi jooksul. .



Selles logos olev number viitab, et keskkonnakaitse periood seadme tavalisel kasutamisel on 10 aastat.

Maaletooja: OÜ Inpello, Juhkentali 15, Tallinn

Kontakt: [info@medpoint.ee](mailto:info@medpoint.ee), <https://Medpoint.ee>

